

Informovaný súhlas

Meno pacienta:

Dátum narodenia:

Bol som poučený a informovaný podľa zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti § 6 o účele, povahe, postupe, možných rizikách, komplikáciách poskytovanej zdravotnej starostlivosti a svojím podpisom potvrdzujem svoj súhlas s danou procedúrou. Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený s indikáciami a kontraindikáciami danej procedúry.

Vysokovýkonný laser BTL-6000

Kontraindikácie:

- psychické ochorenia
- zásadné systémové ochorenia- napr. neliečený diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus
- tehotenstvo
- fotosenzitivita, lieky ovplyvňujúce citlivosť na svetlo
- tetovanie a pigmentácia v oblasti liečebnej plochy, ktorá by mohla viesť k rozdielnej úrovni absorbovaného žiarenia
- kortikosteroidy alebo injekcie v ošetrovanej oblasti počas posledných3 mesiacov, dlhodobé užívanie kortikosteroidov
- kardiostimulátor
- antikoagulačná liečba, poruchy krvácania
- krvácanie v ošetrovanej oblasti
- aplikácie nad štítnou žľazou alebo inými žľazami s vnútornou sekréciou
- aplikácia od 4 do 6 mesiacov po rádioterapii
- tumory alebo podozrenie na tumory, anamnéza rakoviny alebo akýchkoľvek typ malignity
- horúčkové stavy, vážne ochorenia, chronická infekcia
- epilepsia
- senzorická strata v ošetrovanej oblasti
- hlboká žilná trombóza
- aplikácia v periorbitálnej alebo genitálnej oblasti

Možné vedľajšie účinky liečby Laserom s vysokou intenzitou

- nepříjemný pocit tepla
- pocit brnenia
- dočasná hyposenzitivita
- dočasná hypersenzitivita –erytém

BTL-6000 Výkonový indukčný systém

Kontraindikácie

- Implantovaný kardiostimulátor
- implantovaný defibrilátor
- elektronické implantáty
- aplikácia v mieste rastových štrbín
- pulmonálna insuficiencia
- kovové implantáty
- dávkovače liečiv
- aplikácia v oblasti hlavy
- krvácavé stavy
- antikoagulačná liečba
- aplikácia v oblasti hlavy
- srdcové ochorenia
- nádorové ochorenia
- horúčka, tehotenstvo

Možné vedľajšie účinky

- dočasná svalová bolesť
- dočasné svalové kŕče
- dočasné bolesti kĺbov alebo šliach
- dočasný lokálny erytém alebo začervenanie kože

BTL 4000 Smart Premium

Kontraindikácie elektroterapie

- horúčkovité stavy akejkoľvek etiológie
- celková kachexia akejkoľvek etiológie neplatí pre TENS v terminálnych štádiách metastázujúcich tumorov
- oblasť tumorov alebo podozrenia na tumory
- oblasti ložísk TBC alebo ložísk ďalších foriem virulentných baktérií
- krvácavé stavy, poruchy zrážanlivosti, menštruácia
- elektronické a kovové predmety v mieste a dráhe aplikácie – implantované prístroje napr. kardiostimulátor, kochleárny implantát, endoprotézy, dláhy a skrutky, piercing
- zápaly kože, trofické kožné zmeny v oblasti aplikácie, podráždená alebo poškodená koža
- gravídita, neplatí pri elektroterapii aplikovanej mimo brušnej a panvovej oblasti
- oblasť štítnej žľazy, gonád a veľkých sympatických plexov
- manifestné kardiálne alebo respiračné insuficiencie
- poruchy citlivosti, hypestézia či anestézia v mieste aplikácie
- elektroanalgézia bez presnej diagnostiky etiológie bolesti
- alergia na ochranné roztoky použité na napustenie návlekov elektród
- aplikácia v oblasti hrudníka, srdca, očí
- kardiovaskulárne ochorenia
- poruchy citlivosti v mieste uloženia elektródy, relatívne kontraindikácie
- psychopatologické syndrómy
- roztrúsená mozgovo miechová skleróza
- zápaly žíl a lymfatických ciest

Kontraindikácie ultrazvukovej terapie

- aplikácia v oblasti očí, mozgu, hrudníka, miechy, srdca
- aplikácia nad parenchymatickými orgánmi-pečeň, slezina, pľúca, endokrinné žľazy, gonády
- výstupky kostí tesne pod kožou-trňové výbežky stavcov, členky, epikondyly
- periférne nervy blízko pod povrchom kože
- hojace na fraktúry, epifýzy rastúcich kostí
- stav po laminektómii
- alergie na používané ultrazvukové gél

Kontraindikácie magnetoterapie

- implantáty z feromagnetických materiálov
- abnormálna funkcia endokrinných žliaz, myastenia gravis
- záchvatové neurologické ochorenia
- psychopatologické syndrómy
- ťažké mykózy, onychomykózy, akútne virózy
- zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom a hypotenziou alebo hypertenziou
- epifýzy rastúcich kostí
- juvenilný diabetes

BTL-6000 SWT Topline –Rázová vlna

Kontraindikácie ošetrovania Rázovou vlnou

- aplikácia na určité tkanivá, oči a ich okolie, myokard, miecha, gonády, obličky, pečeň
- poruchy zrážanlivosti krvi a užívanie antikoagulancií
- polypy v liečebnej oblasti
- gravidita
- trombóza
- nádorové ochorenia
- polyneuropatia
- akútny zápal
- aplikácia v blízkosti rastovej chrupavky u detí
- terapia lokálne aplikovanými kortikoidmi v mieste ošetrovania rázovou vlnou
- neaplikovať na oblasti a orgány s možným obsahom plynu
- neaplikovať na oblasti v blízkosti veľkých nervov, ciev, miechy a hlavy

Možné vedľajšie účinky po ošetrovaní rázovou vlnou

- v mieste ošetrovania môže prechodne dôjsť k začervenaniu kože alebo k opuchu
- prechodne môže na ošetrovanom mieste dôjsť k zníženiu citlivosti, miernej bolesti alebo k svrbeniu
- hematóm
- petechia
- poškodenie kože po predchádzajúcej liečbe kortikoidmi

Možné vedľajšie účinky

Aplikácia elektród v blízkosti hrudníka môže spôsobiť srdcovú arytmiu. Použitie elektroterapie na symptomatickú analgéziu môže potlačiť vnímanie bolesti, ktorá má v organizme ochranný a informačný význam. Pri prekročení hodnôt maximálnej bezpečnej prúdovej hustoty môže dôjsť k popáleniu pacienta.

BTL-6000 Shortwave krátkovlnná diatermia

Kontraindikácie

- malígne nádory
- tehotenstvo
- tuberkulóza
- horučka
- akútne infekčné a zápalové ochorenia
- implantované elektronické zariadenia, napr. kardiostimulátor
- kovové implantáty
- závažné poruchy arteriovenózneho obehu, ateroskleróza, žilná trombóza a i.
- srdcové poruchy
- poruchy tepelnej citlivosti
- menštruácia
- pacienti u ktorých by aplikácia tepla mohla ich problémy zhoršiť

Odstráňte všetky kovové predmety v pacientovom okolí, napr. slúchadlá/načúvacie prístroje, šperky, okuliare, piercing, hodinky, kľúče, mince, spony na opaskoch, podprsenky s kosticami, zipsy na oblečení alebo vankúši

-niektoré predmety vnútri terapeutickej oblasti nemožno odstrániť ale terapia by sa im mala vyhýbať

-**vonkajšie kovové predmety:** zubné strojčky, zubné výplne, vonkajšie fixátory

-**vnútorné kovové predmety:** umelé chlopne, kĺbové náhrady, vnútromaternicové telieska, šrapnely, kovové implantáty a vnútorné fixátory, ako skrutky, kovové plátky a drôty

-ak sa liečebnej oblasti alebo v jej okolí nachádza jazva, vždy skontrolujete podľa pacientovej anamnézy, či pod ňou nie je umiestnený kovový implantát.

Možné vedľajšie účinky

Niektorí pacienti môžu utrpieť popáleniny prvého stupňa. Krátkovlnná diatermia vytvára v ľudských tkanivách intenzívne teplo, preto treba zabrániť prípadnému vzniku popálenín. Ide najmä o pacientov s takou poruchou či ochorením, ktoré môže spôsobiť zníženie tepelnej citlivosti. Diatermia môže takisto negatívne ovplyvniť funkciu kardiostimulátora alebo iného implantovaného elektronického zariadenia.

U pacientov, ktoré sú liečené diatermiou v oblasti bedier a panvy môže dôjsť prechodnému zvýšeniu menštruačného krvácania

Vranov nad Topľou, Domašská 587

dňa

Podpis pacienta:

